

## ERGONOMIC 13 KG



Fotoliu rulant ultrasor, cu antrenare manuala ERGONOMIC este un produs de calitate, durabil, sigur. si foarte usor de manevrat Designul este modern si placut. Are doar 13 kg!

Este pliabil, inclusiv spatarul se poate plia pentru a incapa in masina, chiar si in portbagaj.

Fotoliul are centura pentru siguranta utilizatorului.

Rotile din spate au sistem rapid de montare/demontare pentru a-l face usor de montat/demontat si transportat.

Suporturile pentru brate, din spuma poliuretana de inalta densitate, sunt rabatabile spre spate pentru a facilita transferul utilizatorului din/in fotoliu.

Suporturile pentru picioare sunt usor reglabile pe lungime. Sunt prevazute cu centuri pentru sustinerea picioarelor in zona calcaielor.

Fotoliul are frane atat la rotile mari, pentru a fi actionate independent de catre utilizator, cat si la manerele de impingere pentru manevrare sigura de catre persoana care ajuta utilizatorul.

In afara de tapiteria de baza, fotoliul are perne suplimentare atat pentru spatat, cat si pentru sezut. Acestea sunt confectionate dintr-un material special care asigura confort si circulatia aerului. Se prind usor de tapiteria de baza prin sistem Velcro.

Rotile din spate sunt pline.

Spatarul este prevazut la spate cu un buzunar incapator in care pot fi depozitate la indemana efectele pentru uz imediat.

Cadrul metalic, din aluminiu, este de culoare gri metalic iar tapiteria de baza este neagra. Pernele sunt de culoare gri.

Marimi disponibile (latime sezut) - 41 si 46.

Sustine pana la 114 kg !