

# Turios

## Cel mai compact scaun cu roțile electronic

**Turios** este cel mai compact scaun cu roțile electronic al nostru. Cu o tracțiune pe spate puternică, este adecvat pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior.

Culoarea, roțile și poziția de ședere pot fi decise de dumneavoastră, scaunul cu roțile **Turios** poate fi reglat conform dorințelor și necesităților utilizatorului. Datorită aspectului modern și poziției de ședere confortabilă, scaunul **VERMEIREN** este confortabil pentru oricine.

Gamă largă de opțiuni de tapiserie

Mărime compactă

Adâncime a scaunului între 38 și 50 cm

7 culori posibile

Două baterii



Imaginile au numai rol ilustrativ. Anumite caracteristici pot fi opționale.

## Noi orizonturi în mobilitate

## Date tehnice Turios

2x12V-34Ah 2x12V-44Ah 2x12V-50Ah	2x150W 2x450W	6 km/h 10 km/h	35km	6°	50	1600				
580 580 640	390 450 510	260-335 260-335 260-335	440-490-540 530-560-590*	380-500 405-525*	585 550*	320-420 320-420 320-420	1070 1060*	126 126 126	105,8 105,8 105,8	

Dimensiuni în mm, kg. Sunt posibile abateri în dimensiuni și în greutate (15 mm și 1,5 kg)

## Opțiuni Turios

Configurația standard a scaunului **Turios** cuprinde echipamente ca centura de siguranță, roțile anti-răsturnare și cârligele pentru taxi. În plus, pot fi adăugate mai multe opțiuni, cum sunt suportul de cârje, o oglindă retrovizoare, lumini, un suport pentru cană și o cutie pentru bagaje.

## Disponibil în



## Garanția calității

În ceea ce privește calitatea, **Turios** se conformează celor mai stringente norme emise de instituții de testare certificate în majoritatea țărilor europene.

## Scaunul cu roțile trebuie să fie adaptat la dumneavoastră și nu invers

Principiul nostru de bază este: scaunul cu roțile trebuie să fie adaptat la dumneavoastră și nu invers. De aceea, scaunele noastre cu roțile au o concepție modulară.

Toate tipurile de scaune cu roțile pot fi adaptate, au numeroase accesorii și toate opțiunile sunt interschimbabile. Acesta este rezultatul cercetării noastre continue și al celor peste 63 de ani de experiență.

## VERMEIREN GROUP N.V.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgia

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.ro](http://www.vermeiren.ro) - [info@vermeiren.ro](mailto:info@vermeiren.ro)



# VERMEIREN

## Noi orizonturi în mobilitate



Pentru mai multe informații contactați reprezentantul local.

